

LABOREXIN OY

Lasinpuhaltamo Siljander

PCR -PUTKET, OHUTSEINÄINEN / TREFF

ClickFit takaa kannen kiinnipysymisen kuumennuksenkin aikana
Sopivat lähes kaikkiin thermo cyclereihin, autoklavointi 121 °C, 20 min.

ClickFit PCR- putket

Tuotenumero	Tilavuus	Väri	Pakk.koko kpl
7896.9852.9	0.2 ml	väritön	2x500 / 20000
7896.9852.2	0.2 ml	rosa	2x500 / 20000
7896.9852.4	0.2 ml	keltainen	2x500 / 20000
7896.9852.5	0.2 ml	vihreä	2x500 / 20000
7896.9852.6	0.2 ml	sininen	2x500 / 20000

Erittäin läpinäkyvä

Kirjoituskenttä tulpassa

Erinomainen pinnantasaisuus

Pyöreä, sileä pohja

ClickFit PCR- putket

Tuotenumero	Tilavuus	Väri	Pakk.koko kpl
7896.9216.9.01	0.5 ml	väritön	500 / 20000
7896.9216.9.04		väritön	100 / 4000
7896.9216.2.01	0.5 ml	rosa	500 / 20000
7896.9216.2.04		rosa	100 / 4000
7896.9216.4.01	0.5 ml	keltainen	500 / 20000
7896.9216.4.04		keltainen	100 / 4000
7896.9216.5.01	0.5 ml	vihreä	500 / 20000
7896.9216.5.04		vihreä	100 / 4000
7896.9216.6.01	0.5 ml	sininen	500 / 20000
7896.9216.6.04		sininen	100 / 4000



PCR -PUTKISTRIPIT, 8 KPL (myös 12 kpl)

Tuotenumero	Tilavuus	Väri	Pakk.koko kpl
7896.9875.9	0.2 ml	väritön	120 / ltk
7896.9875.2	0.2 ml	rosa	120 / ltk
7896.9875.4	0.2 ml	keltainen	120 / ltk
7896.9875.5	0.2 ml	vihreä	120 / ltk
7896.9875.6	0.2 ml	sininen	120 / ltk

PCR -TULPPASTRIPIT, 8 KPL (myös 12 kpl)

Tuotenumero	Väri	Pakk.koko kpl
7896.9876.9	väritön	120 / ltk
7896.9876.2	rosa	120 / ltk
7896.9876.4	keltainen	120 / ltk
7896.9876.5	vihreä	120 / ltk
7896.9876.6	sininen	120 / ltk



Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki

Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393

E-mail: laborexin@laborexin.fi www.laborexin.fi